

DARO | Udendørsbeklædning til kørestolsbrugere



DARO beklædning til kørestolsbrugere

Kørestolsbrugere sidder udsat for vejr og vind, når de er ude at køre. Netop det, at de sidder i en kørestol eller el-kørestol stiller ekstra krav til overtøjets facon, varme og isolering mod regn eller blæst. Invacare® leverer DARO kvalitetskøreposer og regnslag med sikkerhedsreflekser.



Yes, you can.®

Egenskaber

**DARO knæpose**

Knæposen er faconsyet og kan åbnes med lynlåse i hver side fra knæhaserne og ned til den isolerede bundplade. Posens forstykke slutter ved taljen, mens bagstykket slutter med et blødt stofstykke under knæhaserne. Derudover har knæ-posen sikkerhedsreflekser og et stort greb ved lynlåsen, som sikrer nem betjening.

**DARO kørepose**

Køreposen er faconsyet og har aftageligt forstykke, som kan samles med bagstykket ved hjælp af delbare lynlåse i siderne. Lynlåsene starter ved taljen og lynes ned mod den isolerede bundplade for at samle køreposen. Bundpladen, som er en del af forstykket, fastgøres med gribebånd bagtil. Bagstykket er udstyret med elastik og gribebånd, så det kan fastgøres til stolen. Desuden har køreposen elastik i taljen, sikkerhedsreflekser og huller til hoftesele.

Egenskaber

**DARO regnslag Neptun**

Regnslaget er faconsyet og har hætte med elastik i kanten. Øverst foran er der et lille underfald, så slaget kan udvides lidt, således at det er nemmere at få på. Der er desuden en lomme foran, som lukkes med gribebånd, og ærmerne har elastik ved håndleddene. Hele vejen rundt langs kanten af regnslaget er der indsyet elastik, så det sidder tæt ind til brugeren. Sikkerhedsreflekser er påmonteret foran og bagpå, og der medfølger en pose til opbevaring af slaget. Neptun er først og fremmest velegnet til manuelle kørestole.

**DARO regnslag Omega**

Dette regnslag er tilpasset elektriske kørestole, hvor ryglænet er højt og evt. har nakkestøtte. Slaget dækker brugeren fra top til tå og går ned om stoleryggens bagside. Foran løber en kort lynlås med underfald fra hagen til midt på brystet. Slaget har desuden hætte med snører, sikkerhedsreflekser foran og bagpå samt elastik hele vejen rundt i kanten. Med regnslaget følger en pose til opbevaring.

Egenskaber



DARO køresele

Køreselen har velcrolukning i enderne og kan bruges til at støtte brugeren op ad kørestolens ryg.

Tekniske data

Størrelser/ Mål	DARO Knæpose		DARO Kørepose		DARO Neptun		DARO Omega		
	M/L	XL	M/L	XL	M/L	XL	M/L	XL	
Størrelser	M/L	XL	M/L	XL	M/L	XL	M/L	XL	
Talje (mm)	840	900	1340	1460	N/A	N/A	N/A	N/A	
Længde for (mm)	1160	1190	1140	1160	1520	1580	1450	1600	
Længde bag (mm)	650	670	1630	1650	470	490	1200	1280	
Materiale/ farver	DARO Knæpose		DARO Kørepose		DARO Neptun		DARO Omega		DARO Køresele
Ydre	Vind- og vandtæt micro med PU belægning		Vind- og vandtæt micro med PU-belægning, som tillader huden at ånde. Sømmene er tapeede.		Vind- og vandtæt micro med PU-belægning, som tillader huden at ånde. Sømmene er tapeede.		Vind- og vandtæt micro med PU-belægning, som tillader huden at ånde. Sømmene er tapeede.		bomuld/ polyester
Isolering	Thinsulate med høj isoleringsevne		Thinsulate med høj isoleringsevne		N/A		Thinsulate med høj isoleringsevne		N/A
For	Fleece		Fleece		N/A		Fleece		N/A
Farve	Marineblå		Marineblå		Sort		Marineblå		Sort
Vask	40° / ingen skyllemiddel		40° / ingen skyllemiddel		40° / ingen skyllemiddel		40° / ingen skyllemiddel		N/A

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby
Denmark
Tlf.: 3690 0000 - Fax: 3690 0001
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

© 2012 Invacare International Sàrl
All rights reserved.

Al information er ved trykningstidspunktet korrekt. Invacare forbeholder sig retten til at foretage konstruktionsændringer uden forudgående varsel.

Daro - DK - 12/2013



Yes, you can.®