

Essential Touch

Høj kvalitets skummadras



En effektiv løsning, der sikrer høj komfort og redistribution af tryk



Invacare **Essential Touch** madrassen er en høj kvalitets trykredistribuerende skummadras beregnet til hjemmeplejen og institutioner. Madrassens profilerede overflader sikrer en kosteffektiv redistribuering af trykket og tilbyder optimal komfort til borgere med lav - høj risiko for at udvikle tryksår.

Effektiv forebyggelse af tryksår

- ▶ Skummets overflade består, på begge sider, af en serie nøglehuls-opskårede felter. Felterne bevæger sig individuelt og fordeler på denne måde vægten så der skabes effektiv tryk-redistribution og optimal komfort for borgeren

Inkontinensbetræk

- ▶ Betrækket er udført i flervejsstrækbart, væsketæt polyuretan materiale. Dette gør betrækket strækbart og særligt holdbart hvilket reducerer shear og friktionskræfter. Betrækkets hvide inderside gør det muligt at konstatere, om betrækket er gennemhullet og evt ikke længere er væsketæt og skummet dermed er kontamineret.



Afdækket lynlås på 3 sider

- ▶ Letter af og på-montering i forbindelse med rengøring



Vend og rotér

- ▶ Idet skummet, på begge sider består af nøglehuls-opskårede felter, kan madrassen vendes og roteres efter behov, hvorved madrassens levetid forlænges



Design

- ▶ **Essential Touch** er forsynet med et strækbart betræk og et tryk der tilføjer madrassen et moderne udtryk.

Tekniske data ▼

For yderligere oplysninger, tekniske data etc. om dette produkt, se venligst i brugermanualen, der kan downloades på www.invacare.dk.



Mål ▼



Max brugervægt ▼



Rengøring ▼

	Mål ▼	Max brugervægt ▼	Rengøring ▼
Essential Touch	200 x 83 x 15 cm	150 kg	95°
Essential Touch	200 x 88 x 15 cm	150 kg	95°

Madrassen er produceret i overensstemmelse med:

- European Standard: BS EN 597-1 Cig
- European Standard: BS EN 597-2
- BS7177:1996 Crib 5.

Essentiel pleje i henhold til EPUAP/NPUAP's anbefalinger, er afgørende for forebyggelsen af tryksår. Denne madras bidrager positivt til plejeplanens tryksårforebyggende tiltag. Uddannelse, klinisk vurdering og procedureorienteret planlægning, baseret på den enkelte borgers behov, er væsentlige faktorer i tryksårforebyggelsen.

Vægtfylde skum er ca 40 kg/m³

Tlf.: 3690 0000
Fax: 3690 0001
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby
Danmark



Yes, you can.®