

AQUATEC® PICO GREEN



Miljøvenlig og antibakteriel badetaburet

ANTIBAKTERIEL | KOMFORTABEL | BÆREDYGTIG



Aquatec **PICO GREEN** er en ny bæredygtig badetaburet, der med et moderne og unikt design passer ind i de fleste bademiljøer. **PICO GREEN** er en let, praktisk og komfortabel badetaburet. **PICO GREEN** er højdejusterbar og de stærke gummifødder giver et sikkert og stabilt fæste og skaber sikkerhed under badning.

PICO GREEN er robust og kan klare en maks. brugervægt på op til 160 kg.



God for miljøet og god for din hud

PICO GREEN er fremstillet med 10% naturlige træfibre, fra bæredygtigt skovbrug.

Træfibrene har flere unikke fordele, herunder en naturlig og frisk duft. Det unikke materiale sikrer også at overfladen er antibakteriel og dermed mindsker risiko for infektioner, samt gør det muligt at spare på brug af skrappe rengøringsmidler.

Den antibakterielle effekt er testet på et uvildigt testinstitut, og resultaterne viser, at overfladen dræber 99,9% af bakterierne*.

*målt på E.coli og Stafylokokker



Tekniske data ▼

For yderligere oplysninger, tekniske data etc. om dette produkt, se venligst i brugermanualen, der kan downloades på www.invacare.dk.



Sædehøjde ▼



Sædebredde ▼



Sædedybde ▼



Totalbredde ▼



Totaldybde ▼



Bredde mellem armlæn ▼

PICO GREEN

425 - 575 mm

430 mm

420 mm

575 mm

520 mm

430 mm



Vægt ▼



Max. brugervægt ▼

PICO GREEN

4.6 kg

160 kg



Farve ▼



Hvid med brune træfibre

Tlf.: +45 36 90 00 00
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37
2605 Brøndby
Denmark



Yes, you can.®