



Invacare®

Vicair® AllRounder O2

Puden, der kan bruges alle steder



Trusted Solutions,
Passionate People



Det er ikke alle aktiviteter, der er lige nemme at deltage i fra kørestolen. Således sørger **Vicair AllRounder O2** for behagelig aflastning og komfort, når du skal være aktiv uden for din kørestol.

Vicair AllRounder O2 spændes fast på kroppen og anvendes som aflastende sæde på gulvet, på jorden eller fx ved sport.

Du kan anvende **AllRounder O2**, hvis du sidder indendørs på gulvet og leger med dine børn, eller udendørs når du er på cykel- eller sejltur eller det er tid til at luge i din have. **AllRounder O2** følger din krop og bevægelser, og giver dig frihed til at gøre, hvad du vil.



Let vedligeholdelse

Vicair AllRounder O2 er en del af **Vicair** luftpude-serien og sædefladen er fyldt med glatte luftfyldte **Smartcells**. Efter brug kan hele puden inklusiv **Smartcells** puttes i vaskemaskinen. Hæng derefter puden til tørre og næste dag er **AllRounder O2** klar til at følge dig igen.



Find den rigtige størrelse

AllRounder O2 leveres i 3 størrelser. Mål den bredeste del af hofterne og sammenlign med målene nedenfor. Vælg den største størrelse, hvis dine mål ligger mellem to størrelser.

Egenskaber



Komfortabel og trykafastende

Sædefladen på **AllRounder O2** er fyldt med trykafastende luftceller kaldet **SmartCells**, hvilket gør puden blød og komfortabel at sidde på.



100% åndbar

Den åbne struktur i det bløde betræk gør **AllRounder O2** åndbar. Samtidig er puden ekstremt let og vejer kun 800 gr, hvilket begge dele er en stor fordel ved fysiske aktiviteter.



Enkel fastspænding

AllRounder O2 er ergonomisk formet, og spændes fast om livet med et polstret bælte og om lårene med to elastiske benstropper. **AllRounder O2** følger kroppen og giver frihed til et aktivt liv.

Tekniske data

For mere information om dette produkt henvises til www.invacare.dk. For oplysninger om anvendelse se venligst brugervejledningen, der kan downloades på www.invacare.dk.

Farve

Sort



Hoftebredde	Højde	Vægt	Max. brugervægt:	Rengøring af pude inkl. betræk

Vicair AllRounder O2
Small: < 38 cm
Medium: 38- 42,5 cm
Large: 43 - 48 cm

0,8 kg

100 kg

60°

Vicair AllRounder O2 lagerføres ikke, men tages hjem på fast ordre.

Tlf.: 3690 0000
Fax: 3690 0001
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby
Denmark



Yes, you can.®