

Aquatec® | **90000**



Stilrent og funktionelt design

Aquatec 90000 er udviklet til at imødekomme kravene hos alle brugere såvel i hjemmet som på institutioner, hvor bl.a. brugervægten på op til 150 kg sikrer, at eet produkt dækker alle behov.

Aquatec 90000 er en smart og enkel toiletforhøjer, der udover at øge sædehøjden, er nem at rengøre og let at montere - helt uden brug af værktøj. Alle dele er fremstillet i plast eller rustfrit stål, hvilket gør den 100 % rustfri og sikrer en høj genbrugsværdi og en lang levetid.

AQUATEC®



Yes, you can.®



Tilbehør og egenskaber

Let og hurtig montage af armlæn

Det tager kun et par sekunder at montere eller fjerne armlænene på **Aquatec 90000**. Bøj blot den røde clipslås bagover og træk armlænene af. Simpelt, enkelt og hurtigt, og samtidig også sikkert. Armlæn er tilbehør og anvendes hvor man har behov for ekstra støtte til at rejse/sætte sig.

Optimal udformning af toiletsædet.

Toiletsædet har en stor udskæring både foran og bag. Dette sikrer optimal adgang til udførelse af personlig hygiejne hos brugeren.



Aquatec 90000
20 mm. højt sæde med armlæn.



Aquatec 90000
60 mm. højt sæde med armlæn.



Aquatec 90000
Alle højder kan leveres med eller uden armlæn. Armlæn kan også eftermonteres.

Tekniske data



Aquatec 90000
20 / 60 / 100 mm
(Afhænger af model)



365 mm



390 mm



210 / 250 / 290 mm
(Afhænger af model)



540 mm



475 mm



Aquatec 90000
470 mm



205 mm



275 mm



Med/uden armlæn
20 mm: 3,6/2,4 kg
60 mm: 4,0/2,6 kg
100 mm: 4,4 kg/2,8 kg



150 kg



Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby
Denmark
Tlf.: 3690 0000 - Fax: 3690 0001
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

© 2012 Invacare International Sàrl
All rights reserved.

Al information er ved trykningstidspunktet korrekt. Invacare forbeholder sig retten til at foretage konstruktionsændringer uden forudgående varsel.

90000 - DK - 01/2012

Farve



Hvid