



### **Stabilitet og moderne design**

Invacare **Banjo** giver mulighed for individuelle tilpasninger og har gode udendørs køreegenskaber. **Banjo** udskiller sig samtidig fra mængden af rollatorer ved at være nem at opbevare i stående tilstand.



Trusted Solutions, Passionate People





### Komfortabel og nem at håndtere

De ergonomiske udførte greb sørger for på en behagelig måde at fordele trykket på hele håndfladen og derved at skåne håndleddet. De rundede bremsehåndtag giver samtidig et solidt greb ved opbremsning. Den smarte sikkerhedslås sikrer en altid enkel sammenklapning. Skubbehåndtagene justeres fra 710-980 mm, hvorved rollatoren nemt tilpasses individuelt uden brug af værktøj.

### Flere forskellige muligheder for transport af varer

Invacare **Banjo** har som standard stokkeholder, kurv og bakke. Ydermere er der lige over hjulene placeret en transporthylde, som giver brugeren mulighed for at transportere flere varer hjem efter indkøb og lignende.

### Egenskaber og tilbehør



**Bakke**  
Produceret i hård plast.



**Praktisk kurv**  
Max. last vægt: 9 kg.



**Stokkeholder**  
Gør det nemt at have stokken med, uden at den kommer i vejen under kørsel.

### Tekniske data



Invacare **Banjo** 600 mm



690 mm



440 mm



710 - 980 mm



610 mm



Invacare **Banjo** 390 mm



190 mm



9 kg



130 kg



260 mm

### Farve



Sølvgrå



Invacare A/S  
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby  
Denmark  
Tlf.: 3690 0000 - Fax: 3690  
0001  
denmark@invacare.com  
www.invacare.dk

© 2015 Invacare International  
Sàrl  
All rights reserved.

Al information er ved trykningstidspunktet korrekt. Invacare forbeholder sig retten til at foretage konstruktionsændringer uden forudgående varsel.

Banjo - DK - 12/2015



**Yes, you can.®**