



reddot award 2014
winner

Invacare® | **Colibri®**

En bemærkelsesværdig
miniscooter

Trusted Solutions,
Passionate People



Invacare **Colibri** er en funktionel og praktisk miniscooter til dig, som ønsker frihed og uafhængighed i hverdagen til at komme rundt fx på museum, i indkøbscenteret eller supermarkedet. **Colibri** kan hurtig, let og simpelt adskilles, uden brug af værktøj, i mindre dele, der kan løftes og transporteres i en almindelig personbil. **Colibri** er en kompakt og sikker miniscooter med god siddekomfort og gode køreegenskaber, der er let at manøvrere. **Colibri** er et godt valg for dig, som ønsker at komme godt og sikkert rundt i hverdagen.

Egenskaper



Transport

Colibri kan let og helt uden brug af værktøj, skilles ad og transporteres i en almindelig personvogn



Indkøbskurv

Colibri leveres som standard monteret med en praktisk, aftagelig og rummelig indkøbskurv.



Sædeaffjedring

Colibri kan monteres med sædeaffjedring, der sikrer ekstra komfort under kørsel.

Let og manøvredegtig

Colibri er let at transportere, let at manøvrere og let at komme rundt med. **Colibri** giver store muligheder på lidt plads. **Colibri** har flere mulige individuelle indstillinger, så en komfortabel og behagelig kørestilling opnås. **Colibri** leveres som standard med punkterfri dæk i 3- eller 4-hjulet udgaver.
















Hurtig og let at adskille og samle

Colibri er forsynet med en låsemekaniske, der gør det muligt at adskille eller samle den på mindre end 1 minut, uden brug af værktøj. Adskilt i mindre dele, kan **Colibri** let løftes og transporteres i bagagerummet på en almindelig personbil.



Tekniske data

For yderligere oplysninger, tekniske data etc. om dette produkt, se venligst i brugermanualen, der kan downloades på www.invacare.dk.


	Rygbredde	Sædedybde	Sædehøjde fra gulv	Ryghøjde	Chassisbredde	Max. højde på forhindringer	Max. hældning	Motorer
Invacare Colibri	 465 mm	 400 mm	 370 - 420 mm	 385 mm	 505 mm	 45 mm	 6° / 10.5%	 200 W
	Kørestrækning	Hastighed	Totallængde	Vægt	Max. brugervægt	Batterikapacitet	Vendediameter	
Invacare Colibri	 16 km	 8 km/t	 1010 mm	 44 kg (12 Ah) 49 kg (18 Ah)	 136 kg	 2 x 12 Ah 2 x 18 Ah	 2200 mm	
4 wheels	16 km	8 km/t	1010 mm	44 kg (12 Ah) 49 kg (18 Ah)	136 kg	2 x 12 Ah 2 x 18 Ah	2200 mm	
3 wheels	16 km	8 km/t	1010 mm	42 kg (12 Ah) 46 kg (18 Ah)	136 kg	2 x 12 Ah 2 x 18 Ah	1940 mm	

Farve

Blå

Rød

Hvid



LiteLock™ system

(patent pending)



1/ Colibri overholder EU direktiv 2011/65/EU om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr.

Tlf.: 3690 0000
Fax: 3690 0001
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby
Danmark



Yes, you can.®

