



Invacare® | **COMET PRO**

Scooteren for dig, som ønsker masser af komfort og overskud



Invacare **Comet PRO** er for dig, som vil have høj siddekomfort, køre lidt længere og lidt hurtigere.

**Comet PRO** giver dig masser af komfort og overskud, uanset om du skal en tur ud at handle, på tur i nærområdet eller længere ture rundt i byen.

**Comet PRO** er en stor solid, pålidelig og stabil scooter, som du vil føle dig tryk og sikker på i trafikken, på stier i parken eller, hvor du vil have dit daglige kørselsbehov.



### Komfort, ergonomi og stil

**Comet PRO** er ikke bare en sikker scooter - den har også fremragende komfort, ergonomi og køreegenskaber.

**Comet PRO** har mange smarte egenskaber, der er kombineret i et smart og stilfuldt design.

**Comet PRO** har affjedring på alle 4 hjul, store hjul, stærk motor og lang kørestrækning. Du kan med ro i sindet stole på, at **Comet PRO** bringer dig sikkert hen, hvor du ønsker det.

**Comet PRO** er et godt valg for dig, der ønsker at komme stilfuld, komfortabelt og sikkert rundt på længere ture.

### Godkendt og certificeret

**Comet PRO** er forsynet med kraftige LED lygter, blinklys og bremselys. Således er det tydeligt at se **Comet PRO** i mørke, ved nedsat sigtbarhed eller for bagvedkørende, når der bremses.

**Comet PRO** er udstyret med en sikkerhedsfunktion, der reducerer farten, når du kører i kurver eller drejer om hjørner. Således at du føler, at du styrer scooteren og ikke omvendt.

Ønsker du ikke hastighedsreduktionen skal være aktiv, kan den frakoblet via en kontakt i kontrolpanelet.

**Comet PRO** har været forbi TÜV - verdens største og mest respekterede institut for certificering af tekniske produkter - hvor **Comet PRO** er testet, godkendt og certificeret.







### Komfortabel affjedring

En god affjedring på alle 4 hjul virker støddæmpende og giver større stabilitet, optimal kørekøkomfort og sikker manøvrering.



### Retningsstabilitet

God retningsstabilitet minimerer behovet for korrigerende, selv ved høje hastigheder, hvilket giver ekstra sikkerhed og stabilitet.



### Justerbar ratstamme

Ratstammen kan hurtigt og nemt justeres efter ønsker og behov.



### Ergonomisk styr

Forhindrer udmattelse i arme og hænder på længere køreture.



### Moderne display

Et moderne og intuitivt display gør det let og overskueligt at kontrollere scootere.



### Bremselys

Bremselygten advarer bagvedkørende om, at scooteren sænker farten.




### To-trins frikoblingssystem

Dette unikke koncept forhindrer, ved hjælp af et to-trins frikoblingssystem, at scooteren kan trille ukontrolleret.



### Elektronisk fartreduktion

Sænker automatisk farten, når der drejes. Det giver en komfortabel og sikker kørsel.

















### Skræddersy din scooter efter ønsker og behov



Skræddersy din scooter efter ønsker og behov. Se mere om dine muligheder, det store udvalg i farver, tilbehør etc., på vores website: [www.invacarescooter.com](http://www.invacarescooter.com).

## Tekniske data

For yderligere oplysninger, tekniske data etc. om dette produkt, se venligst i brugermanualen, der kan downloades på [www.invacare.dk](http://www.invacare.dk).

|   | Rygbredde   | Sædedybde   | Sædehøjde fra gulv  | Ryghøjde   | Chassisbredde   | Totallængde   | Vægt   |
|---|---|---|---|--|---|---|--------|
|  |  |  |  |  |  |  |        |
| <b>Comet Pro</b>  | 510 mm  | 470 mm  | Min. 440 mm<br>Max. 510 mm  | 490 mm   | 665 mm - 685 mm   | 1450 mm   | 136 kg |

|   | Tungeste del  | Max. brugervægt   | Batterikapacitet  | Vendediameter  | Max. højde på forhindringer   | Frihøjde  | Max. hældning |
|---|---|---|---|--|---|---|---------------|
|  |  |  |  |  |  |  |               |
| <b>Comet Pro</b>  | 63 kg   | 160 kg  | 2 x 12 V/75 Ah  | 2750 mm  | 100 mm  | 100 mm  | 10°           |

|  | Kørestrækning  | Hastighed  | Motorer                     |
|--|--|--|-----------------------------|
|  |  |  | 1. Max. effekt              |
| <b>Comet Pro</b>   | 55 km  | 15 km/t  | 550 W / 1600 W <sup>1</sup> |

## Farver

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| Hvid  | Rubinrød  | Krom  | Blå   | Kobber  |
|  |  |  |  |  |
| Safirblå <sup>1</sup>   | Jadegrøn <sup>1</sup>   | Beige <sup>1</sup>  | Sølv <sup>1</sup>   | Rød <sup>1</sup>  |
|  |  |  |  |  |

1. Denne farve kan bestilles efter aftale.

## Polstring

|   |
|---|
| Sort  |
|  |



Scan her for få adgang til websiden [invacarecarescooter.com](http://invacarecarescooter.com).

Tlf.: 3690 0000  
Fax: 3690 0001  
[denmark@invacare.com](mailto:denmark@invacare.com)  
[www.invacare.dk](http://www.invacare.dk)

Invacare A/S  
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby  
Danmark

Trusted Solutions,  
Passionate People

