



Invacare® | **Leo**®

Den lille kvikke

Trusted Solutions,
Passionate People



Invacare **Leo** er el-scooteren for dig, som fortrinsvis kører i byen og i indkøbscenteret. **Leo** er en kompakt og kvik el-scooter. **Leo** har en størrelse, hvormed du kan komme rundt i supermarkedet og samtidig komme en tur i parken eller i byen. **Leo** kombinerer ergonomi og stil, og giver frihed og uafhængighed. **Leo** er et godt valg for dig, som ønsker at komme godt og sikkert omkring.



Sikker og kontrolleret kørsel

Leo er for dig, der fortrinsvis kører mindre ture i indkøbscenteret eller rundt i byen. Med **Leo** kan du nyde en kontrolleret og sikker køretur. **Leo** har relativt store hjul, en god motor og behagelig affjedring. Du kan med ro i sindet stole på, at **Leo** bringer dig sikkert hen, hvor du ønsker det. Med den intelligente elektronik får du både et visuelt og et auditivt signal, når batteriet behøver opladning. For større sikkerhed i trafikken er **Leo** endvidere forsynet med et lyssystem, der inkluderer kraftige forlygter, bremselys og blinklys, der automatisk slår fra.

Fart og sikkerhed

Leo har den fart og batterikapacitet, der kræves af en ideel el-scooter for dig, som fortrinsvis kører kortere ture i indkøbscenteret og i byen. **Leo** kan nemt og helt uden brug af værktøj, skilles ad og transporteres i en almindelig personbil.

Ved kun at benytte komponenter af den bedste kvalitet, har vi sikret, at **Leo** er pålidelig og servicevenlig. **Leo** er testet på det tyske testlaboratorium TÜV og lever op til alle gældende europæiske standarder.

Behageligt og ergonomisk design

Den ergonomiske styrebøjle sikrer nem og præcis manøvrering. Styrebøjlen sikrer ligeledes, at du ikke bliver udmattet i armene, selv på længere køreture. Håndgrebet til den justerbare ratstamme er placeret midt på ratstammen og er let at nå. Sædet er komfortabelt og har mulighed for individuel indstilling for at opnå en optimal og komfortabel siddestilling.

Egenskaber og tilbehør



Justerbar ratstamme

Ratstammen kan hurtigt og let justeres efter ønsker og behov.



Bremselys

Bremselygten advarer andre personer om, at el-scooteren sænker farten. Dette kan forhindre eventuelle sammenstød.



Komfortabelt sæde

Vinkeljusterbar ryg, højde- og vinkeljusterbare armlæn, samt justerbar afstand til ratstamme.



To-trins frikoblingssystem

Dette unikke koncept forhindrer ved hjælp af et to-trins frikoblingssystem, at scooteren kan trille ukontrolleret.



Integrerede skærme

Beskytter elektronikken og drivenheden mod vand og snavs.



Transport

Leo kan let og helt uden brug af værktøj skilles ad og transporteres i en almindelig personbil.



Stokkeholder

Til at placere stok eller albuestok i under kørsel.



Opbevaringsboks med lås

Til opbevaring af personlige ejendele.



Hoftesele

Hoftesele giver sikkerhed og hjælper til at holde dig på plads i sædet.



Sidespejl

Sidespejl kan monteres efter behov i højre, venstre eller i begge sider.



Garageovertræk

Beskytter scooteren mod regn og snavs under opbevaring.



Ekstern oplader

Dette oplader kit giver mulighed for opladning uden, at batterierne er tilsluttet scooteren.



Sædeaffjedring

Sikrer ekstra komfort under kørsel.



Vindskærm

Afskærmer brugeren mod kold vind og fugt.

Tekniske data

For yderligere oplysninger, tekniske data etc. om dette produkt, se venligst i brugermanualen, der kan downloades på www.invacare.dk.

	Rygbredde	Sædedybde	Sædehøjde fra gulv	Ryghøjde	Chassisbredde	Totallængde	Vægt
<i>Invacare Leo</i>							
4 wheels	470 mm	410 mm	460 - 560 mm	475 mm	590 mm	1220 mm	59 kg (u/batterier) 83 kg (m/batterier)
3 wheels	470 mm	410 mm	460 - 560 mm	475 mm	590 mm	1200 mm	54 kg (u/batterier) 78 kg (m/batterier)


	Max. brugervægt	Batterikapacitet	Vendediameter	Max. højde på forhindringer	Frihøjde	Max. hældning	Motorer
<i>Invacare Leo</i>							
4 wheels	136 kg	2 x 36 Ah	2620 mm	60 mm	70 mm	10°	240 W
3 wheels	136 kg	2 x 36 Ah	2320 mm	60 mm	70 mm	10° ¹	240 W

	Kørestrækning	Hastighed
<i>Invacare Leo</i>		
4 wheels	38 km	8 km/h
3 wheels	36 km	8 km/h

1. Fra udgangspunktet i forreste position, må sædet køres bagud til max. femte låseposition.

Farve

Sølv



Betræk

Sort



Tlf.: 3690 0000
 Fax: 3690 0001
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Invacare A/S
 Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby
 Denmark

Trusted Solutions,
 Passionate People

