

**AQUATEC®**

# **Ocean VIP Ergo** **Ocean Dual VIP Ergo**



**Modulbygget bade- og toiletstol  
med sædekip**

KOMFORT | TILPASNING | ERGONOMI

**INVACARE**  
Yes, you can.®

**4****LÆG SÆRLIGT  
MÆRKE TIL****1**

## Sædekip med stort arbejdsområde

- ▶ Sædekipet kan justeres til den helt rigtige vinkel og giver optimale arbejdsbetingelser for personalet

**2**

## Glidende balancepunkt

- ▶ Indbygget glidende balancepunkt gør stolens sædekip let at betjene og giver en rolig bevægelse, hvor brugeren føler sig tryk

**3**

## Ergonomisk udformet sæde

- ▶ Innovativt design optimerer siddestillingen og giver uafhængighed og øget komfort for bruger. Sædefladen løfter knæene 5° fortil for at lette toilette

**4**

## Fylder mindre

- ▶ Det kompakte chassis og sædekipets unikke design giver øget plads til manøvrering og plejesituationer, selv i mindre badeværelser

**-5° - 40°**

## Optimal komfort til ethvert behov

**Ocean Vip Ergo** og **Dual Vip Ergo** bade- og toiletstolene er yderste fleksible og indstillingsmulighederne er mange. Begge modeller tilbyder et letbetjent sædekip, der optager mindre plads under betjening. Begge stole er desginet med et innovativt og komfortabelt sæde, der letter hverdagen for både bruger og personale.

**Ocean Dual-Vip Ergo** har i kombination med sædekip en justerbar rygvinkel. Dette sikrer muligheden for, at plejepersonalet kan yde omsorg, også for patienter, der har behov for en bestemt rygvinkel. Begge produkter kan konfigureres med en lang række af tilbehør, der muliggør optimal brugertilpasning - se mere i tilbehørsbrochuren, som frit kan downloades på [www.invacare.dk](http://www.invacare.dk)



### Positionering

Det ergonomiske sæde giver optimale betingelser for korrekt positionering og komfort



### Stabilitet

Det unikke sædekip med glidende balancepunkt er meget stabilt selv ved maksimalt kip



### Komfort

Den polstrede komfortstropryg giver en behagelig siddestilling med gode betingelser for justering og støtte (tilbehør)



### Forskellige sæder

De mange sædesystemer og polstringer giver gode muligheder for positionering og trykafastning



▲ 5° - 35° Ryglænsvinkel  
**Dual VIP Ergo**

## Tekniske data ▼

Ved behov for uddybende information om Ocean Ergo Vip og Ocean Ergo Dual Vip henvises til Invacares hjemmeside: [www.invacare.dk](http://www.invacare.dk)



Sædebredde ▼



Sædedybde ▼



Totalbredde ▼



Totaldybde ▼



Bredde mellem armlæn ▼

<b>Ocean VIP Ergo</b>	480 mm	450 mm	565 mm	1000 mm	455 mm
<b>Ocean Dual VIP Ergo</b>	480 mm	450 mm	565 mm	1000 mm	455 mm



Sædetilt ▼



Ryglænsvinkel ▼




Vægt ▼



Brugervægt ▼

<b>Ocean VIP Ergo</b>	-5° - 40°	-	23.5 kg	150 kg
<b>Ocean Dual VIP Ergo</b>	-5° - 40°	5° - 35°	28.3 kg	150 kg

## Farve ▼



Hvid

## ISO standard ▼



Tlf.: +45 36 90 00 00  
denmark@invacare.com  
www.invacare.dk

Invacare A/S  
Søndre Ringvej 37  
2605 Brøndby  
Danmark



Yes, you can.®