

AQUATEC®

Ocean

Ergo



Modulbygget bade- og toiletstol med
mange tilpasningsmuligheder

KOMFORT | TILPASNING | ERGONOMI



4

LÆG SÆRLIGT MÆRKE TIL

1

Ergonomisk udformet sæde

- ▶ Innovativt design optimerer siddestillingen og giver uafhængighed og øget komfort for bruger. Sædefladen løfter knæene 5° fortil for at lette toilette

2

Mange tilpasningsmuligheder

- ▶ Flere indstillingsmuligheder af både benstøtter og armlæn

4

Kompakt og manøvreedygtig

- ▶ Det kompakte og lille chassis, samt de 4 kvalitetshjul sikrer en let manøvrering - selv i små badeværelser

3

Gennemtestet stabilitet

- ▶ Produktet er testet og godkendt efter gældende standarder, hvilket giver sikkerhed for såvel bruger som personale



Den alsidige badestol med mange tilpasningsmuligheder

Ocean Ergo er udviklet i samarbejde med brugere og terapeuter. Her er enestående ergonomi og krav til siddestilling under bad og toiletbesøg i fokus. Kombinationen af de mange tilpasningsmuligheder og de forskellige modeller sikrer, at **Ocean Ergo** let kan tilpasses brugerens individuelle behov. **Ocean Ergo** er i fuldstændig rustfri udførelse, der sikrer en lang levetid og et minimum af vedligeholdelse mange år frem



Positionering

Det ergonomiske sæde giver optimale betingelser for korrekt positionering og komfort



Praktisk bækken

Det innovative bækkendesign giver et fast og sikkert greb



Komfort

Den polstrede komfortstropryg giver en behagelig siddestilling med gode betingelser for justering og støtte (tilbehør)



Forskellige sæder

De mange sædesystemer og polstringer giver gode muligheder for positionering og trykaflastning



Ergonomisk siddestilling

- ▶ Det ergonomiske sæde er baseret på mange brugeres feedback, afstøbninger, trykmålinger og eksperters viden. Resultatet er komfort, bedre siddestilling, mere selvhjulpethed og support til toilette og bad.

Tekniske data ▼

Ved behov for uddybende information om Ocean Ergo, henvises til Invacares hjemmeside:
www.invacare.dk



Sædebredde ▼



Sædedybde ▼



Totalbredde ▼



Totaldybde ▼



Bredde mellem
arm læn ▼

Ocean Ergo	480 mm	450 mm	565 mm	905 mm	455 mm
Ocean Ergo XL	480 mm	450 mm	645 mm	905 mm	535 mm
Ocean Ergo med 24" drivhjul	480 mm	450 mm	670 mm	1050 mm	455 mm




Vægt ▼



Brugervægt ▼

Ocean Ergo	17 kg	150 kg
Ocean Ergo XL	18 kg	180 kg
Ocean Ergo med 24" drivhjul	23 kg	150 kg

Farve ▼



Hvid

ISO Standard ▼



Tlf.: +45 36 90 00 00
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Invacare A/S
Søndre Ringvej 37
2605 Brøndby
Danmark



Yes, you can.®