



Invacare® | **ORION METRO**

Det ideelle valg ved et
kombineret kørselsbehov



Invacare **Orion METRO** er et ideelt transportmiddel for dig, der har brug for at komme rundt i lokalområdet fx ud at handle eller når du vil mødes med vennerne.

Orion METRO er designet med fokus på, at den både skal være ergonomisk og smart. Men samtidig være let, overskuelig og komfortabelt at køre for både nye og erfarne scooterbrugere.

Orion METRO er udstyret med en lang række funktioner, der gør den både funktionel og praktisk i anvendelse.

Orion METRO har en perfekt sammensætning af komfort, sikkerhed og pålidelighed!



Kontrolleret og stabil kørsel

Når man kører, er det vigtigt at føle sig tryk og føle, at man har kontrol over scooteren.

Orion METRO er kompakt, godt affjedret, udstyret med kraftige motorer og relativt store hjul. Med **Orion METRO** kan du slappe af og nyde en kontrolleret, stabil og komfortabel køreoplevelse.

Orion METRO har fået en ny styring, der gør det lettere at køre scooteren og kræver mindre armbevægelser. Kontrolpanelet er designet, så det er let at overskue og forstå.

Orion METRO er i stand til at forcere de typiske underlag og forhindringer, som du kan møde ved bykørsel og parker fx ved kørsel på ujævne underlag, brosten, løse sten og fast grus, samt på bakker, opkørsler og mindre kantstene.



Godkendt og certificeret

Orion METRO er forsynet med kraftige LED lygter, blinklys og bremselys. Således er det tydeligt at se **Orion METRO** i mørke, ved nedsat sigtbarhed eller for bagved kørende, når der bremses.

Orion METRO er udstyret med en sikkerhedsfunktion, der reducerer farten, når du kører i kurver eller drejer om hjørner. Således at du føler, at du styrer scooteren og ikke omvendt. Ønsker du ikke hastighedsreduktionen skal være aktiv, kan den frakoblet via en kontakt i kontrolpanelet.

Orion METRO har været forbi TÜV - verdens største og mest respekterede institut for certificering af tekniske produkter - hvor **Orion METRO** er testet, godkendt og certificeret.





4-hjulet Orion METRO



3-hjulet Orion METRO



Justerbar ratstamme

Ratstammen kan hurtigt og nemt justeres efter ønsker og behov.



Ergonomisk styr

Forhindrer udmattelse i arme og hænder på længere køreture.



Håndbremse

Sikrer hurtig og stabil opbremsning i nødstilfælde.



Bremselys

Bremselygten advarer bagved kørende om, at scooteren sænker farten.




To-trins frikoblingssystem

Dette unikke koncept forhindrer, ved hjælp af et to-trins frikoblingssystem, at scooteren kan trille ukontrolleret.



Elektronisk fartreduktion

Sænker automatisk farten, når der drejes. Det giver en komfortabel og sikker kørsel.




Skræddersy din scooter efter ønsker og behov

Skræddersy din scooter efter ønsker og behov. Se mere om dine muligheder, det store udvalg i farver, tilbehør etc., på vores website: www.invacarescooter.com.

Tekniske data



For yderligere oplysninger, tekniske data etc. om dette produkt, se venligst i brugermanualen, der kan downloades på www.invacare.dk.

	Rygbredde	Sædedybde	Sædehøjde fra gulv	Ryghøjde	Chassisbredde	Totallængde	Vægt
3-hjulet	 510 mm	 470 mm	 Min. 440 mm Max. 510 mm	 490 mm	 660 mm	 1240 mm	 103 kg
4-hjulet	510 mm	470 mm	Min. 440 mm Max. 510 mm	490 mm	660 mm	1270 mm	110 kg

	Tungeste del	Max. brugervægt	Batterikapacitet	Vendediameter	Max. højde på forhindringer	Frihøjde	Max. hældning
3-hjulet	 52 kg	 136 kg	 2 x 12 V/40 Ah	 2250 mm	 80 mm	 78 mm	 6°
4-hjulet	57 kg	136 kg	3 x 12 V/40 Ah	2600 mm	80 mm	78 mm	6°

	Kørestrækning	Hastighed	Motorer	1. Max. effekt
3-hjulet	 54 km	 10 km/t	 240 W / 600 W ¹	
4-hjulet	54 km	10 km/t	240 W / 600 W ¹	

Farver

Hvid	Rubinrød	Krom	Blå	Kobber
				
Safirblå ¹	Jadegrøn ¹	Beige ¹	Sølv ¹	Rød ¹
				

1. Denne farve kan bestilles efter aftale.

Tlf.: 3690 0000
Fax: 3690 0001
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby
Danmark

Polstring

Sort



Scan her for få adgang til websiden
invacarecooter.com.

