



Invacare® | **ORION PRO**

Ideel til længere ture



*Invacare Orion PRO* er for dig med fokus på ergonomi, siddekomfort, smarte detaljer og som ønsker mere end en standard scooter.

**Orion PRO** er designet til være ergonomisk og smart, men samtidig være let, overskuelig og komfortabelt at køre, for både nye og erfarne scooterbrugere.

**Orion PRO** er moderne designet, har store batterier, lang kørestrækning og høj hastighed.

Ønsker du en scooter med ekstra god komfort, ekstra god ydeevne, der er sikker, pålidelig og ideel til længere ture i byen eller en tur i parken. Så er **Orion PRO** det ideelle valg.



### Kontrolleret og komfortabel kørsel

Når man kører, er det vigtigt at føle sig tryk og føle, at man har kontrol over scooteren.

**Orion PRO** er forsynet med et nyt smart og funktionelt affjedringssystem, der giver bedre køreegenskaber og højere komfort, uanset hastighed, hvor du kører eller hvilket underlag du kører på.

**Orion PRO** har store 12" hjul med lavprofildæk, god affjedring og er forsynet med et Deluxe ekstra komfortabelt sæde.

**Orion PRO** har fået en ny styring, der gør det lettere at køre scooteren og kræver mindre armbevægelser. Kontrolpanelet er designet, så det er let at overskue og forstå.

Med **Orion PRO** kan du slappe af og nyde en kontrolleret, stabil og komfortabel køreoplevelse.



### Godkendt og certificeret

**Orion PRO** er forsynet med kraftige LED lygter, blinklys og bremselys. Således er det tydeligt at se **Orion PRO** i mørke, ved nedsat sigtbarhed eller for bagved kørende, når der bremses.

**Orion PRO** er udstyret med en sikkerhedsfunktion, der reducerer farten, når du kører i kurver eller drejer om hjørner. Således at du føler, at du styrer scooteren og ikke omvendt.

Ønsker du ikke hastighedsreduktionen skal være aktiv, kan den frakoblet via en kontakt i kontrolpanelet.

**Orion PRO** har været forbi TÜV - verdens største og mest respekterede institut for certificering af tekniske produkter - hvor **Orion PRO** er testet, godkendt og certificeret.





**4-hjulet Orion PRO**



**3-hjulet Orion PRO**




**Justerbar ratstamme**

Ratstammen kan hurtig og nemt justeres efter ønsker og behov.



**Ergonomisk styr**

Forhindrer udmattelse i arme og hænder på længere køreture.



**Håndbremse**

Sikrer hurtig og stabil opbremsning i nødstilfælde.



**Bremselys**

Bremselygten advarer bagved kørende om, at scooteren sænker farten.




**To-trins frikoblingssystem**

Dette unikke koncept forhindrer, ved hjælp af et to-trins frikoblingssystem, at scooteren kan trille ukontrolleret.



**Elektronisk fartreduktion**

Sænker automatisk farten, når der drejes. Det giver en komfortabel og sikker kørsel.



**Skræddersy din scooter efter ønsker og behov**

Skræddersy din scooter efter ønsker og behov. Se mere om dine muligheder, det store udvalg i farver, tilbehør etc., på vores website: [www.invacarescooter.com](http://www.invacarescooter.com).

## Tekniske data

For yderligere oplysninger, tekniske data etc. om dette produkt, se venligst i brugermanualen, der kan downloades på [www.invacare.dk](http://www.invacare.dk).

	Rygbredde	Sædedybde	Sædehøjde fra gulv	Ryghøjde	Chassisbredde	Totallængde	Vægt
<b>3-hjulet</b>	510 mm	470 mm	Min. 440 mm Max. 510 mm	490 mm	650 mm / 690 mm <sup>2</sup>	1300 mm	126 kg
<b>4-hjulet</b>	510 mm	470 mm	Min. 440 mm Max. 510 mm	490 mm	650 mm	1320 mm	136 kg

	Tungeste del	Max. brugervægt	Batterikapacitet	Vendediameter	Max. højde på forhindringer	Frihøjde	Max. hældning
<b>3-hjulet</b>	62 kg	127 kg / 150 kg <sup>2</sup>	2 x 12 V/75 Ah	2500 mm	100 mm	100 mm	10 °
<b>4-hjulet</b>	62 kg	160 kg	2 x 12 V/75 Ah	2750 mm	100 mm	100 mm	10 °

	Kørestrækning	Hastighed	Motorer	
<b>3-hjulet</b>	52 km	15 km/t	550 W / 1600 W <sup>1</sup>	1. Max. effekt. 2. Heavy Duty version
<b>4-hjulet</b>	52 km	15 km/t	550 W / 1600 W <sup>1</sup>	

## Farver

Hvid	Rubinrød	Krom	Blå	Kobber
Safirblå <sup>1</sup>	Jadegrøn <sup>1</sup>	Beige <sup>1</sup>	Sølv <sup>1</sup>	Rød <sup>1</sup>

1. Denne farve kan bestilles efter aftale.

## Polstring

Sort
------



Scan her for få adgang til websiden [invacarecarescooter.com](http://invacarecarescooter.com).

Tlf.: 3690 0000  
 Fax: 3690 0001  
[denmark@invacare.com](mailto:denmark@invacare.com)  
[www.invacare.dk](http://www.invacare.dk)

Invacare A/S  
 Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby  
 Danmark

Trusted Solutions,  
 Passionate People

