



## Rollatoren med de store hjul

**DOLOMITE SOPRANO** er en let udendørs rollator med store hjul, der sikrer gode køreegenskaber til at komme frem selv i ujævnt terræn. Den er let at håndtere og kan blive stående i sammenklappet position. **SOPRANO** klarer en høj brugervægt og har samtidig et enkelt og let design.



### Kommer frem overalt

**DOLOMITE SOPRANO** er let at køre på grund af de store og massive hjul. De gode køreegenskaber i ujævnt terræn og den robuste ramme med en brugervægt helt op til 160 kg gør, at de fleste kommer nemt frem overalt.

### Bliver stående i sammenklappet position

**SOPRANO** bliver stående i sammenklappet position, hvilket gør rollatoren ideel at parkere på selv lidt plads, fx ved en tur i teatret eller andre steder med mange mennesker. Sammenklappet fylder den kun 320 mm og kan derfor nemt transporteres i bagagerummet på de fleste biltyper.

### Egenskaber og tilbehør



#### Store solide hjul

Giver mulighed for at færdes på ujævnt terræn. Har hylde til varer som standard.



#### Kabelfri, integreret bremsesystem

Bremser justeres automatisk sammen med højdeindstillingen.



#### Tilbehør

**SOPRANO** er kompatibel med en lang række af **DOLOMITE** tilbehøret.

### Tekniske data



630 mm



760 mm



550 mm



780 - 980 mm



620 mm

**DOLOMITE**  
**SOPRANO**



490 mm



260 mm



10 kg



160 kg



Max 160 kg

**DOLOMITE**  
**SOPRANO**

Invacare A/S  
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby  
Denmark  
Tlf.: 3690 0000 - Fax: 3690  
0001  
denmark@invacare.com  
www.invacare.dk

© 2015 Invacare International  
Sàrl  
All rights reserved.

Al information er ved trykningstidspunktet korrekt. Invacare forbeholder sig retten til at foretage konstruktionsændringer uden forudgående varsel.

Soprano - DK - 12/2015

### Stelfarve



Champagne



Yes, you can.®